

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE


Distributore per l'Italia:  
Cea medical srl Piazza Eleonora Duse, 3  
20122 - Milano (MI)  
Piva: IT09980160965  
Magazzino Italia: Viale Pisa , 10  
20146 - Milano



[www.ceamedical.com](http://www.ceamedical.com)  
<http://mascherine-ffp2.ceamedical.com/>

email:

[am@ceamedical.com](mailto:am@ceamedical.com)  
[gb@ceamedical.com](mailto:gb@ceamedical.com)  
[shop@ceamedical.com](mailto:shop@ceamedical.com)

Pec: [ceamedicalitaliasrl@pec.it](mailto:ceamedicalitaliasrl@pec.it)

cell: +39 3381238203 

cell: +39 3395495320  



## INDICE

ARTICOLO	CODICE MODELLO	PAGINA
MASCHERA FFP2 - DPI - MOD. KF94	80FFP2KF	04
MASCHERA FFP2 - DPI	80FF2PG	07
MASCHERA FFP2 - DPI	80FF24756	07
MASCHERINA CHIRURGICA TIPO IIR AZZURRA	80MC2R-A	09
MASCHERINA CHIRURGICA TIPO IIR NERA	80MC2R-N	10
MASCHERINA CHIRURGICA TIPO IIR VIOLA	80MC2R-V	10
MASCHERINA CHIRURGICA TIPO IIR ROSA	80MC2R-R	10
MASCHERINA CHIRURGICA TIPO IIR MADE IN ITALY	80CM12	11
OCCHIALI PROTETTIVI A MASCHERA Verde foresta	80MG-1V	12
OCCHIALI PROTETTIVI A MASCHERA Rosa ciliegia	80MG-1R	12
OCCHIALI PROTETTIVI DI SICUREZZA A STANGHETTA	80OC0018	13
VISIERA- SCHERMO PROTETTIVO	8000PM-1	14
TUTA PROTETTIVA 5B / 6B DPI	80PS5657	15
TUTA PROTETTIVA 3-B / 4-B / 5-B / 6-B DPI	80PS3455	17
CALZARI LAMINATI BIANCHI	80PB0060	19
CAMICE CHIRURGICO TNT 40gr	80SG0040	20
CAMICE CHIRURGICO RINFORZATO 40gr	80SG0240	22
CAMICE PROTETTIVO PAZIENTE SS 40gr	80PG0020	24
CAMICE PROTETTIVO VISITATORE SS 20gr	80VG0020	25
TUTA DI PROTEZIONE CON CAPPuccio	80BC0030	27
CUFFIA IN TNT	80SCP0040	29
CAPPELLINO CHIRURGICO IN TNT	80SCP0040	30
COPRISCARPE IN TNT CON ANTISCIVOLO	80OS0040	31
COPRISCARPE MONOUSO IN PE	80CMPE	32
CUFFIE MONOUSO IN TNT	80CMTNT	32






DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI EN 149:2001+A12009

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - INDUMENTI DI PROTEZIONE - EN 14126



- Le mascherine FFP2 mod.KF94 HEAL MADE MASK MICRO DUST PROTECTION sono maschere FFP2 a scopo sanitario classificate come DPI (Dispositivo di protezione individuale), per adulto
- Sono certificate CE No.2198 secondo il Regolamento Europeo UE 425/2016 ed applicando la norma armonizzata EN 149:2001+A1:2009, classificate FFP2 NR (DPI con filtro antiparticolato classificato FFP2 Monouso)
- Filtro a 4 strati che blocca le particelle di dimensione media di 0,4  $\mu\text{m}$  (più del 94%)
- Design tridimensionale 3D. Include un anello per regolare il comfort per unire i lacci auricolari
- Lacci auricolari ultraleggeri
- Previene le perdite d'aria e la formazione di condensa
- Rende più facile la respirazione. La riduzione del flusso d'aria respirato quando si indossa la mascherina è minore dell'11%
- Ogni mascherina è confezionata singolarmente







## CARATTERISTICHE:

- Protezione FFP2 contro agenti contaminanti pericolosi in ambienti ospedalieri
- Il design consente buoni movimenti facciali
- Il filtro a bassa resistenza aiuta a respirare più facilmente, in quanto la Riduzione del flusso d'aria respirato quando si indossa la mascherina è al massimo del 11%
- Filtra particelle di dimensione media di 0,4  $\mu\text{m}$  più del 94%
- La pressione esercitata sulla mascherina durante l'inspirazione è minore di 70Pa, tale caratteristica rende molto confortevole l'uso
- Il lembo superiore sagomato si adatta al naso e ai contorni del volto per una perfetta aderenza
- L'aletta del mento facilita il posizionamento e la regolazione
- La confezione igienica e monouso preserva la mascherina da eventuali contaminazioni prima dell'uso
- La copertura esterna assicura la resistenza agli schizzi di sostanze liquide.
- Efficienza filtrante totale > 94%

## DETTAGLI TECNICI:

- Filtro a 4 strati che blocca le particelle di dimensione media di 0,4  $\mu\text{m}$  (più del 94%).
- Primo strato o strato esterno: per filtraggio e flessibilità
- Secondo strato: mantenimento della forma
- Terzo strato o strato elettrostatico: filtraggio principale
- Quarto strato o strato interno: strato ipoallergenico
- Misure: 78mm x 214mm

## CONFEZIONAMENTO:

- Ogni mascherina è confezionata singolarmente
- Confezione da 25 pz



#### CARATTERISTICHE

- Protezione FFP2 contro agenti contaminanti pericolosi in ambienti ospedalieri
- Il design consente buoni movimenti facciali
- Il filtro a bassa resistenza aiuta a respirare più facilmente
- Il lembo superiore sagomato si adatta al naso e ai contorni del volto per una perfetta aderenza
- La confezione igienica e monouso preserva la mascherina da eventuali contaminazioni prima dell'uso
- Rispetta la norma EN 14683-2019 5.2.3 sulla pressione esercitata durante la respirazione e la norma ISO 22609:2004 sulla resistenza agli schizzi
- Indicazioni per l'uso:  
La maschera protettiva è destinata alla protezione da particolati solidi e oleosi, liquidi e microrganismi come polvere di carbone, polvere di cemento, nebbia acida, nebbia di vernice, fumo di olio, nebbia d'olio, fumo di asfalto etc.
- Monouso, con lacci auricolari

FFP2 Mod. 80FF24756



CONFEZIONE SINGOLA

FFP2 Mod. 80FF2PG



CONFEZIONE SECONDARIA:  
SCATOLA DA 20 PCS





DISPOSITIVO MEDICO COD. BD/RDM:1988450 COD. CND: T020601



- La mascherina chirurgica è un dispositivo medico monouso che ti protegge dagli agenti infettivi trasmessi attraverso droplets (goccioline) delle secrezioni di naso e bocca che vengono emanate durante la normale respirazione, quando si parla, e in grandi quantità quando si tossisce o starnutisce
- Limita la diffusione nell'ambiente di particelle potenzialmente infettanti bloccando almeno il 98% dei virus in uscita
- In mancanza di una funzione filtrante in fase inspiratoria, non risulta efficiente per le particelle di piccole dimensioni disperse nell'aria (aerosol)
- Le mascherine chirurgiche svolgono la loro funzione secondo la direzione dell'espiazione: dall'interno verso l'esterno e in base all'efficienza della filtrazione batterica (BFE)
- Il loro ruolo principale consiste nel impedire a chi le indossa di contagiare altre persone
- Certificato CE Secondo la norma europea EN 14683

DISPOSITIVO MEDICO COD. BD/RDM:1988450 COD. CND: T020601



- La mascherina chirurgica è un dispositivo medico monouso che ti protegge dagli agenti infettivi trasmessi attraverso droplets (goccioline) delle secrezioni di naso e bocca che vengono emanate durante la normale respirazione, quando si parla, e in grandi quantità quando si tossisce o starnutisce
- Limita la diffusione nell'ambiente di particelle potenzialmente infettanti bloccando almeno il 98% dei virus in uscita
- In mancanza di una funzione filtrante in fase inspiratoria, non risulta efficiente per le particelle di piccole dimensioni disperse nell'aria (aerosol)
- Le mascherine chirurgiche svolgono la loro funzione secondo la direzione dell'espiazione: dall'interno verso l'esterno e in base all'efficienza della filtrazione batterica (BFE)
- Il loro ruolo principale consiste nel impedire a chi le indossa di contagiare altre persone attraverso le goccioline di saliva o dalle secrezioni dal tratto respiratorio
- Certificato CE Secondo la norma europea EN 14683

DISPONIBILI ANCHE IN COLORE VIOLA **Cod. 80MC2R-V** E ROSA **Cod. 80MC2R-R**

DISPOSITIVO MEDICO COD. BD/RDM:2027920 COD. CND: T020601

MADE IN ITALY




- La mascherina chirurgica è un dispositivo medico monouso che ti protegge dagli agenti infettivi trasmessi attraverso droplets (goccioline) delle secrezioni di naso e bocca che vengono emanate durante la normale respirazione, quando si parla, e in grandi quantità quando si tossisce o starnutisce
- Limita la diffusione nell'ambiente di particelle potenzialmente infettanti bloccando almeno il 98% dei virus in uscita
- In mancanza di una funzione filtrante in fase inspiratoria, non risulta efficiente per le particelle di piccole dimensioni disperse nell'aria (aerosol)
- Le mascherine chirurgiche svolgono la loro funzione secondo la direzione dell'espirazione: dall'interno verso l'esterno e in base all'efficienza della filtrazione batterica (BFE)
- Il loro ruolo principale consiste nel impedire a chi le indossa di contagiare altre persone
- Certificato CE Secondo la norma europea EN 14683



- Gli occhiali 8000MG-1 forniscono una barriera ermetica isolando le micro-goccioline sospese in aria
- Gli occhiali protettivi 8000MG-1 sono stati studiati per una protezione perfetta contro appannamento ed attacchi da agenti esterni
- Il ruolo delle mascherine protettive 8000MG-1, oltre a supportare l'operatore durante le lavorazioni per evitare che le goccioline provocate da eventuali strumentazioni utilizzate ( per esempio nel campo odontoiatrico da contrangoli e turbine) raggiungano gli occhi, è anche quello di assicurare il massimo di protezione dal contatto con le particelle di polvere e virus presenti in aria
- Gli occhiali presentano un sistema di sicurezza ad alte prestazioni e resistenti a impatti
- Le lenti sono realizzate in policarbonato che prevedono un trattamento antigraffio e anti-appannaggio, permettendo un utilizzo duraturo e senza rendere difficoltosa la vista
- Ogni occhiale di protezione è confezionato singolarmente, disponibili nei colori rosa
- Sono DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I



Rosa Ciliegia



Verde Foresta



DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CATEGORIA II SECONDO LO STANDARD EN 166:2004.  
CATEGORIA OTTICA 1



- Occhiali protettivi per uso professionale.
- Occhiali di sicurezza per uso professionale con lenti e struttura realizzate in policarbonato.
- Protezione contro urti e pericoli che potrebbero danneggiare gli occhi o compromettere la vista.
- Materiale: Policarbonato.
- Colore: Trasparente.
- Taglia: Unica.
- Peso: 38.6 g.





- Le visiere protettive 8000PM-1 presentano un comfort eccellente e creano uno scudo perfetto per bloccare le micro-particelle
- Le visiere protettive medicali monouso 8000PM-1 sono dispositivi di protezione individuale che possono essere utilizzati per la protezione dell'area facciale e delle mucose associate (occhi, naso, bocca) da schizzi e spruzzi di liquidi
- La scelta della visiera più appropriata dipenderà dalle condizioni dell'esposizione, da altri DPI utilizzati contemporaneamente e dalle esigenze personali
- Le 8000PM-1 sono realizzate in materiale trasparente di altissima qualità APET e assieme alla fascia elastica, le visiere sono facili da indossare e levare semplicemente con una sola mano, riducendo il rischio di contaminazione
- Specifiche tecniche
  - Materiali APET trasparente
  - Dimensione visiera 528/00 32 x 22 cm
- Sono DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I



**TUTA MONOUSO CON CAPPUCCIO IMPERMEABILE A PROTEZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI E CHIMICI TIPO 5B /6B NASTRI GIALLI CAT.III**

- Fornisce una protezione completa contro la polvere fino ad 1 micron
- E' impermeabile ai liquidi e alle particelle
- E' ergonomico
- Il cappuccio è completamente compatibile con le maschere facciali
- Il polsino e il cappuccio sono in morbida gomma





Cappuccio

Il design tridimensionale del cappuccio con fascia elastica intorno all'apertura del viso assicura una migliore vestibilità sul viso massimizzando l'effetto di protezione.



Nastro di sicurezza

Grazie al nastro di sicurezza, viene impedita qualsiasi perdita dall'area della cerniera.



Polsino elastico

Il polsino ha una fascia elastica interna per rafforzare la tenuta e dare protezione


- La chiusura frontale è dotata di cerniera e la zipper con cerniera è fissata all'ala opposta con doppio strato
- Facile da indossare e da togliere
- Le strisce di rinforzo sulla tuta separano esterne e interno





TUTA MONOUSO CON CAPPuccio IMPERMEABILE A PROTEZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI E CHIMICI TIPO 3-B / 4-B / 5-B / 6-B TERMONASTRATA NASTRI AZZURRI CAT.III

- Fornisce una protezione completa contro la polvere fino ad 1 micron
- E' impermeabile ai liquidi e alle particelle
- E' ergonomico
- Il cappuccio è completamente compatibile con le maschere facciali
- Il polsino e il cappuccio sono in morbida gomma





Pezzo unico



Cappuccio

Il design tridimensionale del cappuccio con fascia elastica intorno all'apertura del viso assicura una migliore vestibilità sul viso massimizzando l'effetto di protezione



Nastro di sicurezza

Grazie al nastro di sicurezza, viene impedita qualsiasi perdita dall'area della cerniera



Polsino elastico

Il polsino ha una fascia elastica interna per rafforzare la tenuta e dare protezione

- La chiusura frontale è dotata di cerniera e la zipper con cerniera è fissata all'ala opposta con doppio strato
- Facile da indossare e da togliere
- Le strisce di rinforzo sulla tuta separano esterne e interno

## CALZARI MONOUSO PER PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI LAMINATI, CAT III CON CHIUSURA CAVIGLIA/POLPACCIO



- I copriscarpe laminati completano le nostre tute protettive per fornire una protezione aggiuntiva contro gli agenti infettivi.
- Suola di prima qualità antiscivolo resistente all'abrasione.
- Il design ergonomico permette una facilità d'uso e una migliore vestibilità.
- La fascia elastica sulla parte superiore e i lacci per una chiusura caviglia/ polpaccio forniscono una protezione extra.



DISPOSITIVO MEDICO COD. BD/RDM:2042632 COD. CND: T020401



Camici chirurgici per medici:

- Prodotto ad uso ospedaliero per sale operatorie e strutture sanitarie
- Resistente ai liquidi grazie alla sua caratteristica barriera
- Resistente all'umidità e alla penetrazione batterica
- Resistente a forature, strappi e abrasioni
- Privo di sostanze tossiche
- Privo di lanugine e polvere



EN 13795-1





VELCRO

Il nastro di velcro  
previene l'apertura al  
collo



4 NASTRI

Cintura a 4 nastri che  
assicura una corretta  
chiusura del capo



POLSINO IN COSTINA  
ELASTICA

Per avere una massima  
protezione e vestibilità

DISPOSITIVO MEDICO COD. BD/RDM:2000144 COD. CND: T020401



Camici medicali barrierati:

- Prodotto ad uso ospedaliero per sale operatorie e strutture sanitarie.
- Resistente ai liquidi con la sua caratteristica barriera
- Resistente all'umidità e alla penetrazione batterica
- Resistente alla puntura, allo strappo, e all'abrasione
- Privo di sostanze tossiche
- Senza lanugine e senza polvere
- I punti ad ultrasuoni impediscono la possibilità di avere penetrazioni di aria all'interno e viceversa





#### Velcro

Il Velcro previene l'apertura all'altezza del collo



#### Nastri

Cintura a 4 nastri che assicura una corretta chiusura del capo



#### Extra rinforzo a livello delle braccia

Il rinforzo al braccio impedisce l'infiltrazione di liquidi migliorando la protezione



#### Extra rinforzo sul fronte

Presenta un maggiore rinforzo sulla parte anteriore e sulle braccia. In questo modo rende il camice resistente alla infiltrazione dei liquidi dando una sicurezza extra

DISPOSITIVO MEDICO COD. BD/RDM:2000129 COD. CND: T0205



- Camice in Tessuto SS 40gr / m<sup>2</sup> traspirante, questi camici sono monouso e traspiranti. Sono dotati di polsino elastico, lacci in vita e nastro in velcro sul colletto per una maggiore protezione e comfort.
- Camice prodotto per essere utilizzato dai pazienti nelle strutture ospedaliere e nelle strutture sanitarie.
- Resistente ai liquidi con la sua caratteristica barriera.
- Resistente all'umidità e alla penetrazione batterica.
- Privo di lanugine e polvere.
- Il sistema di cinture a quattro lacci assicura una vestibilità sicura.
- L'inserito elastico a costine sul polsino massimizza la protezione e offre comfort anche durante un uso prolungato.
- Nastro in velcro regolabile fino a 10 cm al collo con lacci.



EN 13795-1

DISPOSITIVO MEDICO COD. BD/RDM:2000129 COD. CND: T0205



- Camice in Tessuto SS 20gr / m<sup>2</sup> ridotto, traspirante, questi camici sono monouso e traspiranti. Sono dotati di polsino elastico, lacci in vita e nastro in velcro sul colletto per una maggiore protezione e comfort.

The CE mark, consisting of the letters 'C' and 'E' in a stylized, bold font.

EN 13795-1





Velcro

Il nastro di velcro previene l'apertura al collo



4 Nastri

Cintura a 4 nastri che assicura una corretta chiusura del capo



Polso elasticizzato

Polsino elasticizzato per avere una massima protezione e vestibilità



TUTA DI PROTEZIONE CON CAPPuccio IN SPUNBOUND 30 gr.  
DISPOSITIVO MEDICO CAT. I CLASSE 1  
COD. BD/RDM:2050208 COD. CND: T0299

- Prodotto con tessuto Spunbonded 30 gr / m2 per una protezione dalle particelle di breve periodo.
- Il cappuccio fornisce protezione grazie alla costruzione a fascia elastica.
- Polsini e caviglie sono dotati di elastici per una protezione extra.
- C'è una cerniera nella parte anteriore.





Cappuccio

Il design tridimensionale del cappuccio con fascia elastica attorno all'apertura del viso assicura una migliore correzione massimizzando l'effetto di protezione.



Cerniera frontale

La cerniera offre una vestibilità comoda del capo e assicura una chiusura frontale completa



Polsino elastico

Il polsino utilizza una morbida fascia elastica interna per aumentare ulteriormente la tenuta e la protezione.



- Protezione capelli, elastica morbida, ergonomica, a prova di liquido



- Protezione che avvolge la testa allacciato sul retro.





- Protegge le scarpe dalle particelle e dal passaggio di microrganismi
- La parte superiore è rinforzata con gomma morbida, la parte inferiore è rinforzata con nastro antiscivolo
- Ergonomici

**COPRISCARPE MONOUSO IN PE IMPERMEABILI, AMBIDESTRI, NON STERILI**

Copriscarpe monouso in PE, impermeabili, proteggono gli arti inferiori creando una barriera a liquidi e batteri. Buona resistenza alla trazione, sia longitudinale che trasversale. Idrorepellenti. Muniti di elastico per il fissaggio cucito su tutta la circonferenza. Facile calzabilità: arrivano a coprire completamente la calzatura e la caviglia.

CONFEZIONE DA 100 PZ.

**COPRICAPO/ CUFFIA MONOUSO IN TNT NON STERILE**

Copricapo rotondo monouso non sterile in TNT, con bordo elastico, resistente agli strappi.

Ampio volume per il contenimento dei capelli. Confortevole e traspirante. Elevata resistenza alle azioni meccaniche.

CONFEZIONE DA 100 PZ.

Cea medical Italia srl  
Piazza Eleonora Duse, 3 - 20122 - Milano (MI)  
Magazzino Italia: viale Pisa 10, 20146 Milano

P.iva IT09980160965  
tel. +39 02 49531703  
cell: +39 3381238203  
cell: +39 3395495320

[www.ceamedical.com](http://www.ceamedical.com)  
<http://mascherine-ffp2.ceamedical.com/>  
email: [am@ceamedical.com](mailto:am@ceamedical.com)  
[gb@ceamedical.com](mailto:gb@ceamedical.com)  
[shop@ceamedical.com](mailto:shop@ceamedical.com)  
[Pec: ceamedicalitaliasrl@pec.it](mailto:ceamedicalitaliasrl@pec.it)

Società iscritta alle piattaforme della pubblica  
amministrazione MEPA-SINTEL-ARIA

